

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT 2 L

FICHE
PRODUIT

Référence : AGIT2LCH



Idéal pour de petits volumes

Caractéristiques techniques :

- Volume max d'agitation : 2 L
- Vitesse : 100 à 2000 tours par min
- Température max : 380°C
- Dimensions plateau : 120 x 120 mm
- Puissance chauffage : 180 W
- Alimentation : 230 V – 50 Hz
- Dimensions / Masse : 200 x 120 x 90 mm / 3 kg
- Livré avec tige, noix, pince pour thermomètre et barreau en PTFE

Référence	AGIT2LCH
Capacité	2 L

Vitesse d'agitation	100 à 2000 trs/min
Chauffant	Oui
Puissance Chauffe	180 W
Temp. Max.	380°C
Régulation	Analogique
Masse	3 Kg
Dimensions	200 x 120 x 90 mm (L x P x H)
Garantie	1 an
Affichage	Non