

KIT AQUARIUM COMPLET 54L

FICHE
PRODUIT

Référence : AQUA57



Aquarium LEDDY 60 tout équipé, pour les aquariophiles débutants ou aguerris. Ce kit comprend :

Un module d'éclairage LED Retrofit Day&Night 7W de qualité avec lumière du jour, mode nuit et aube/crépuscule.

Un filtre BioFS 400 litres/heure, facile à nettoyer, avec un compartiment pour y installer et cacher le chauffage.

Un chauffage 50W pré-réglé

Un couvercle équipé du système d'ouverture SMART OPEN breveté, sans charnières ni supports ! Il facilite l'accès à l'intérieur de l'aquarium pour le nettoyage et l'alimentation de vos poissons

A l'arrière, des opercules spéciales permettent d'installer tout type de tuyau ou filtre de cascade.

Volume 54L (dimensions: 60x30x30cm)

Épaisseur du verre : 4mm.