

MODULE DE RÉTENTION

Référence : AL295



Permet de stocker les produits par catégories ou par familles.

Construction en acier 8/10ème.

4 étagères de rétention en acier réglables en hauteur, charge maximale de 60 kg par étagère

Dimensions ext (HxLxP) : 1800 x 920 x 420 mm

Capacité de stockage : 240 L

Capacité de rétention : 80 L

Poids à vide : 50 kg

| Référence | Dim. H x L x P (mm) | Capacité de stockage | Capacité de rétention | Nombre de niveaux | Masse (Kg) |
|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| AL295 | 1800 x 920 x 420 | 240 L | 80 L | 4 | 50 |