

# OXYMÈTRE DIGITAL

FICHE  
PRODUIT

Référence : OXYDIGI2



Oxymètre digital rapide

**Fiable, solide et rapide!**

Oxymètre digital rapide, ultra simple et solide, affiche la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Mesure affichée en 6 secondes.

SpO2 : 70-100%,  $\pm 2\%$ , résolution: 1%.

Fréquence cardiaque = PR : 25 à 250 battements/min  $\pm 3$  BPM; résolution: 1 BPM.

Fonctionne avec 2 piles AAA non livrées.

Livré avec un cordon pour port autour du cou.

Dimensions : 58 x 36 x 33 mm, poids : 28 g.