

Référence : PRESRYT2



Tensiomètre électronique avec brassard autogonflant  
Mesure de pression sanguine et rythme cardiaque électronique.

Muni d'un écran LCD à gros affichage, cet appareil mesure la pression sanguine et le rythme cardiaque avec une grande précision.

Gonflage automatique du brassard. Brassard souple pour un confort maximal, taille ajustable entre 22 et 42 cm.

Grand écran LCD avec toutes les informations (systole, diastole, pouls, heure).

L'appareil s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Fonctionne avec 4 piles AAA alcalines (non incluses).

Précision:

- Pression:  $\pm 3$  mmHg
- Pouls:  $\pm 5\%$  de la mesure

Notice en français disponible sur notre site.