

# THERMOCYCLEURS MINIPCR 8 OU 16 PUIITS

Références : MINIPCR16X, MINIPCR8X



- **Ultrarapide : PCR en 8 minutes**
- **Pédagogique : visualisation des cycles**
- **Simple : programmation en 5 secondes**
- **Fiable : résultats 100 % garantis**
- **Solide: appareil endurci**
- **Compatible avec tous les kits du marché**

Redécouvrez la PCR avec ces nouveaux modèles de thermocycleurs miniatures MINIPCR.

Une performance supérieure avec un logiciel ultra simple programmable en moins de 5 secondes, disponible sur PC ou smartphone.

Application et logiciel gratuits et en français (disponibles pour Windows, Mac, Android et Chrome). Les élèves suivent chaque étape de la PCR sur leur écran (cycles thermiques et cycles de l'ADN).

Transparent et portable il peut même fonctionner avec une batterie externe (23000 mAH mini, en option), pour travailler sur le terrain (jusqu'à 6H d'autonomie) !

Pensé, conçu et construit aux États-Unis, conception robuste et miniaturisée. Fonctionne avec n'importe quel consommable.

**Validé par de nombreux scientifiques et publié dans des revues scientifiques renommées, telles que Nature Methods, il a été envoyé dans l'espace par la NASA.**

Résultats garantis grâce à ce bijoux de technologie, livré dans un écrin transparent, endurci et miniaturisé.

- Fonctionnalités : thermocycleur, incubateur, rampes thermiques
- Deux modèles disponibles: 8 ou 16 puits
- Plage de température : ambiante - 99 ° C
- Dimensions et poids : 5 x 12,7 x 10,2 cm, pèse moins de 500 g
- Mémoire interne : exécute le dernier programme enregistré à la mise sous tension
- Alimentation : AC 100-240V, 50-60 Hz, 70W (transformateur fourni)
- Couvercle réglable : compatible avec des tubes à chapeau plat ou bombé
- Norme CE
- Connectivité: BLUETOOTH basse consommation et USB-C (câble fourni)

Thermocycleur MiniPCR 16 puits NOUVEAU MODELE

**Réf : MINIPCR16X**

Thermocycleur MiniPCR 8 puits NOUVEAU MODELE

**Réf : MINIPCR8X**

Référence	MINIPCR16X	MINIPCR8X
Capacité	8 tubes	8 tubes
Connectivité	USB	USB
Plage de température	Ambiante à 99 °C	Ambiante à 99 °C
Ecran tactile	Non	Non
Effet peltier	Non	Non
Couvercle chauffant	Oui	Oui
Mémoire interne	1 programme	1 programme
Dimensions (L x P x H)	12,7 x 5 x 10,2 cm	12,7 x 5 x 10,2 cm
Masse	500g	500g
Garantie	2 ans	2 ans