

ASPIRATEUR À INSECTES

FICHE
PRODUIT

Référence : ASPI2



Notre aspirateur à insectes est une solution simple et efficace pour la capture des insectes que l'on souhaite observer. Il permet de conserver l'intégrité des insectes pour des observations plus pertinentes.

Le tuyau qui sert à l'aspiration buccale est muni d'un tamis de 180 μm empêchant une éventuelle remontée des plus petits insectes, et d'un indicateur coloré pour bien le repérer (côté bouche).

Volume du collecteur: 40 ml.
Tuyaux en PVC alimentaire.