

FIOLE JAUGÉE MBL COL LISSE CLASSE A

Références : FJMBL1000CL, FJMBL100CL, FJMBL10CL, FJMBL2000CL, FJMBL200CL, FJMBL20CL,
FJMBL250CL, FJMBL25CL, FJMBL500CL, FJMBL50CL, FJMBL5CL



Fioles volumétriques à col lisse

Ces fioles volumétriques à col lisse sont étalonnées conformément aux tolérances de la classe A. Le numéro de lot et la date de fabrication sont gravés au laser sur chaque flacon. À la différence des flacons jaugés standard, qui ont un col rodé compatible avec bouchon en plastique ou en verre, ces flacons ont un col simple à utiliser avec bouchon en caoutchouc.

- Conformes à la norme ISO 1042
- Avec col non rodé pouvant accepter les bouchons en caoutchouc
- Fabriquées en verre borosilicaté
- Calibrées précisément selon les tolérances de Classe A
- Certifiées conformité « H »
- Chaque fiole comporte un numéro de lot individuel et la date de fabrication gravés au laser
- Inscriptions émaillées bleues