

Référence : LOUPLAMP



Loupe lampe à LED

Indispensable pour la dissection!

Loupe de bureau 10x éclairante équipée d'une lentille de grossissement 20x et de 36 LEDs blanches Ultra-luminueuses et économes en énergie, pour une observation optimale.

- Luminosité réglable de 0 à 100%
- Grossissement 10X bifocal diamètre 13 cm
- Grand champs de vision (une page A4 entière)
- Grande base robuste mais légère (17x20cm) avec un design ergonomique, très stable
- Col de cygne robuste, facile positionner
- Branchement en USB (livrée sans transformateur)
- Ne fonctionne pas sans fil

Indispensable pour tous les travaux de précision. Supprime la fatigue visuelle car cette loupe diffuse une lumière blanche agréable pour travailler.

Livrée avec un chiffon microfibre.