

MICROPIPETTES SARSTEDT À VOLUME VARIABLE

FICHE PRODUIT

Références : SARPET10, SARPET10ML, SARPET1ML, SARPET5ML, SARPET200, SARPET20, SARPET100



La gamme des micropipettes SARPETTES M centralise tout ce que vous recherchez pour une micropipette.

- Prise en main ergonomique et toucher tout doux pour un confort d'utilisation
- Bouton d'éjection dissocié pour éviter les erreurs de manipulations
- **Embout réglable et donc ajustable à tout type de cône**
- Codage des volumes en couleur
- Aspiration des liquides précise et en douceur
- Affichage frontal et très lisible des volumes
- Dispositif de calibrage intégré
- Démontage ultra facile pour un nettoyage pratique
- Entièrement autoclavable

Fabriquées en SUISSE.

0,5-10 μ l

Manipulation d'une main sans effort

Réf : SARPET10

0,5-5ML

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET5ML

1-10ML

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET10ML

10-100 µl

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET100

100-1000 µl

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET1ML

2-20 µl

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET20

20-200 µl

Embout ajustable à tout type de cônes!

Réf : SARPET200

Référence	Type	Volume	Incrément	Précision	Autoclavable	Recalibrable	Garantie
SARPET10	Volume variable	0,5 - 10 µL	0,01 µL	± 1,8%	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET100	Volume variable	10-100 µL	0,1 µL	± 1,2 %	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET10ML	Volume variable	1 à 10ML	0,01 ml	± 0,7 %	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET1ML	Volume variable	100-1000 µL	1 µL	± 1,0 %	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET20	Volume variable	2 -20 µL	0,02 µL	± 1,8%	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET200	Volume variable	20-200 µL	0,2 µL	± 1,1 %	Intégralement	Oui	1 ans
SARPET5ML	Volume variable	0,5 à 5ML	0,01 ml	± 1,1 %	Intégralement	Oui	1 ans